

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE DESCRIZIONE

CHATTANOOGA® REHAB

2533110 Kit Chattanooga® Rehab

ACCESSORI INCLUSI

683010 Caricabatterie rapido

941213 Batteria

601132L Set di 4 cavi a filo

6111944 Adattatori per cavi a filo (cod 601132L) per usare elettrodi a Snap (12 Pezzi)

690001 Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

Manuale utente e guida pratica su CD/USB

Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze

Libretto posizionamento elettrodi

Gel conduttivo

980020 Penna ricerca punti motori

680055 Borsa da trasporto per modelli Chattanooga® Theta e Rehab

949000 Gancio per cintura per elettrostimolazione a filo Chattanooga®

42204 Elettrodi Dura Stick® Plus snap 5x5 cm (4 pezzi)

42203 Elettrodi Dura Stick® Plus doppio snap 5x10 cm (2 pezzi)

ACCESSORI OPZIONALI

6601160 Cavo Mi-sensor (1 pezzo)

690001 Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

SPECIFICHE TECNICHE

Canali: 4

Intensità massima impulso: 120 mA

Incrementi intensità impulsi: 0,25 mA

Ampiezza impulso: 30-400 µs

Frequenza impulso: 1-150 Hz

Dispositivo medico: Classe IIa

Protezione elettrica: IP22

Conforme ai test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10

Batteria 941213: Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h

Dimensioni (L x P x A): 138 x 95 x 33mm

Peso: 300 g incl. batteria

REHAB

FRS 479.-



CARATTERISTICHE

REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti e cliniche riabilitative che necessitano di un utilizzo standard dell'elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti.

Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

Programmi

- Configurazione dei programmi Standard, che comprende: Riabilitazione I, Antalgico I, Vascolare e Preparazione fisica I.

Skip

- Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

Muscle Intelligence Technology

- Tecnologia Mi integrata su tutti i 4 canali. (cavo Mi Sensor non incluso)

2+2 Canali oppure 2+TENS

- Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

Penna punto motore

- Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

FORMA ONDA



- Bifase simmetrica compensata al 100%

GARANZIA

3 anni: Kit Chattanooga® Rehab, batterie escluse

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.