

## INFORMAZIONE PER L'ORDINE

CODICE 2075 CEFAR TENS

### ACCESSORI INCLUSI

42198	Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)
2001	Caricatore rapido
1990	Set di 2 cavi
2049	Custodia di trasporto
2023	Tour de cou et clip
2037	Clip cintura

### ACCESSORI OPZIONALI

A12.907	Cavo biforcuto Y rosso
A12.908	Cavo biforcuto Y nero

## SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	10 preimpostati 5 programmabili
Corrente costante :	Fino a una resistenza max di 1500 Ohm/canal
Ampezzia massima :	100 mA
Incrementi intensità impulsi :	Minimo 0,5 mA
Durata/ampiezza max di impulsi :	300 µ secondes
Larghezza di impulsi :	60 à 400 µ secondes
Fonte di alimentazione :	Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère
Dimensioni (LxPxA) :	132 x 60 x 24 mm
Peso :	156 g

## FORMA ONDA



- Bifase assimmetrica compensata al 100%

## CHATTANOOGA TENS

### STIMOLATORE ANTALGICO 2 CANALI

Frs 144.-



### • IDEALE PER CONTINUARE LA RIEDUCAZIONE A DOMICILIO

### • 1+1: COMBINE 2 PROGRAMMI DIFFERENTI SIMULTANEALEMENTE

### • BATTERIA LITHIUM RICARICABILE

## CARATTERISTICHE

Le Cefar <sup>®</sup>TENS offre dei programmi TENS per il trattamento di diversi tipi di dolore. Comprende 10 programmi di trattamento preselezionati, tra cui TENS convenzionale BURST, TENS modulato (larghezza dell'impulso), frequenza mista, Cefar <sup>®</sup>Flow TENS e stimolazione per il trattamento della nausea.

Le Cefar <sup>®</sup> TENS peut être utilisé en mode électro-acupuncture.

### 2 CANALI INDIPENDENTI

Esegue un trattamento combinato contemporaneamente 2 programmi diversi

### VANTAGGI

Collo: lo stimolatore è dotato di un collare staccabile e di una clip da cintura che ne facilitano l'uso

### CAVI BIFORCATI

Consentono di utilizzare fino a 8 elettrodi con un unico apparecchio, per patologie con localizzazioni dolorose in più zone del corpo: fibromialgia, sindrome di Ehlers, Danlos,....

## PERSONALIZZAZIONE

5 posizioni libere che consentono di creare programmi personalizzati

GARANZIA 3 ANNI

